




Pressione Sanguigna
Temperatura
Corporea



Grazie per aver scelto questo orologio intelligente. Questo dispositivo fornirà aiuto concreto nel conoscere lo stato di salute della persona che lo indossa. Per tua comodità, leggi attentamente le istruzioni e segui le istruzioni.

Funzioni Principali

Intefaccia/quadrante principale

Nell'interfaccia principale, tieni premuto il display touch, fai clic su "selezione tema" nell'interfaccia principale/selettore



Premere il pulsante laterale o scorrere verso l'alto nell'interfaccia principale per accedere alla pagina delle funzioni, quindi premere il pulsante laterale o scorrere verso il basso per tornare indietro all'interfaccia principale.



Installazione APP

Scansiona il seguente codice QR o entrare nei principali mercati applicativi per scaricare e installare CheckMED

Requisiti device: iOS 9. 0 e superiore; Android 4. 4 e superiore, supporto Bluetooth 4.0.



Passi/Distanza/Calori


Visualizza il numero di passi che percorri, la distanza percorsa e le calorie consumate in qualsiasi momento della giornata e aggiorna l'APP contemporaneamente per visualizzare i dati sul movimento.




Misurazione della pressione sanguigna

Misurazione accurata della pressione sanguigna. Prima del test, prepararsi e rimuovere il tappo dell'Air Pump dal retro dell'orologio, installare l'Air Pump come mostrato.

Nota: Un cattivo assemblaggio dell'Air Pump causerà una misurazione falsata.



Piegare l'Air Pump, indossare l'orologio correttamente, con moderazione, (posizionarlo nè troppo largo, nè troppo stretto).




Un uso impreciso comporterà misurazioni imprecise della pressione sanguigna!

Precauzioni sulla misurazione

Il soggetto siede comodamente, le gambe non incrociate, i piedi in direzione retta con la schiena, i gomiti e gli avambracci ben sostenuti, non deve parlare ed essere rilassato.

Note: la mancata osservanza delle Precauzioni di Misurazione comporterà risultati di misurazione imprecisi!

Fare clic per accedere alla modalità di misurazione accurata della pressione sanguigna, fare clic per avviare la misurazione, seguire le istruzioni che visualizzate sul display dell'orologio e regolare la postura in attesa della misurazione. Si consiglia di mantenere l'orologio in posizione vicina al cuore.



Inizia la misurazione

Questo smartwatch utilizza la tecnologia di misurazione sincrona pressurizzata per rilevare la pressione sanguigna.



Visualizzare i risultati della misurazione

Al termine della misurazione, lo smartwatch scarica automaticamente l'airbag e visualizza automaticamente i risultati della misurazione.

Nota: Quando l'airbag è troppo gonfio per molto tempo e provoca disagio all'utente, l'utente può slegare direttamente la cinghia.


La causa e la gestione dell'errore di misurazione

- 1: Assicurarsi che la cinghia e l'Air Pump siano indossati correttamente
- 2: Verificare che l'Air Pump e le sue connessioni siano serrati e che non vi sia una perdita.
- 3: Assicurarsi che l'Air Pump sia arricciato tra il cinturino e il polso.
- 4: Che le braccia e il corpo rimangano fermi durante la misurazione
- 5: Rimanere in silenzio durante la misurazione e non parlare
- 6: Al termine della misurazione, attendere 3 minuti per la ri-misurazione





Frequenza respiratoria

Passa all'interfaccia del test della frequenza respiratoria. In tempo reale si avrà il rilevamento della frequenza respiratoria ed i dati saranno aggiornati nell'APP.



Modalità sportiva


Fare clic sull'interfaccia della modalità Sport per accedere alla modalità movimento che è disponibile in una varietà di modalità di movimento. Fare clic sull'icona del movimento per accedere al rilevamento della modalità di movimento corrispondente. Scorri verso l'alto e giù per cambiare la modalità movimento, fare clic su Avvia calcolo e scorrere verso destra fuori dalla modalità di movimento corrente.



Sonno


Quando ti addormenti, la funzionalità determina automaticamente la durata del sonno e rileva automaticamente il tuo sonno pesante / sonno leggero. Il sistema calcola la qualità del tuo sonno e i dati vengono aggiornati automaticamente sull'APP.

Nota: I dati del sonno sono disponibili solo se ti addormenti con l'orologio.



Cronometro

Fare clic sul cronometro per entrare nella funzione cronometro e scorrere verso destra per uscire.



Funzionalità rapide

Scorri verso il basso sull'interfaccia principale per accedere a interfaccia della funzione di scelta rapida, qui è possibile selezionare "non disturbare" "codice QR" "luminosità" "info" " impostazioni" e altre opzioni, fare clic sull'icona per entrare nella funzione corrispondente.



Luminosità

Fare clic sull'icona della luminosità per selezionare liberamente la luminosità dello schermo.

Alza i polsi

Fare clic sull'icona di sollevamento del polso per accedere e selezionare il polso sollevare per accendere o spegnere.

Riposizionamento

Fare clic sull'icona di ripristino per accedere e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Precauzioni

1: Non usare un adattatore con una tensione di carica superiore a 5V e una corrente di carica superiore a 2A per 2-3 ore.

2: Non caricare in caso di macchie d'acqua.

3: Questo prodotto è un prodotto di monitoraggio elettronico, non come riferimento medico, i dati di misurazione sono solo per riferimento.

4: Mantenere pulita e ordinata la superficie posteriore aiuta a prolungare la vita del dispositivo.

5: Questo prodotto non ha prestazioni impermeabili, non è indicato per immersioni, nuoto, bagni o vapore acqueo.